

ALL POSITIONING

Anatomisch gevormde hoofdsteen



Graanmarkt 13
1681 PA Zwaagdijk
Tel: 0228 56 80 80
info@commandeurrt.nl
www.commandeurrt.nl

PRODUCTINFORMATIE

De All Positioning hoofdsteen is een anatomisch gevormde hoofdsteen welke het hoofd ook zijdelings ondersteunt.

De hoes kan eenvoudig machinaal worden gewassen op een delicaat, koud wasprogramma. Het is echter niet toegestaan om de hoes machinaal te drogen.

Vanwege de kogelbevestiging kunnen de hoofdsteenen worden gekanteld en geroteerd naar de gewenste positie.

Bovendien bieden deze hoofdsteenen de mogelijkheid om temporale kussens toe te voegen voor extra comfort, en schakelaars voor extra functies.

Zie de Stealth Hoofdsteenbevestiging brochure voor de mogelijke bevestigingen en/of combinaties met andere hoofdsteenen.

MEDIA




ARTIKELN


Artikel

Afmetingen



Artikel-
nummer



**Extra Small
AP150M**



**Small
AP250M**




**Medium
AP350M**

ARTIKELN



Artikel

Afmetingen

Artikel-
nummer



Large
AP450M



Extra Large
AP550M